

Dressing Kit for Aspira Drain




Dressing Kit for Aspira Drain



Posicion correcta:

- Sentado
- Semi-sentado
- Coloca la bolsa colectora encima de una toalla




- Coloque guantes
- Limpie cada extremo del dispositivo con alcohol
- Conectar el dispositivo dentro del otro




- Apriete o presione el drenaje para crear succión, puede succionar varias veces

Recuerda lavado de manos antes y después del procedimiento.


Dressing Kit for Aspira Drain



- Utilice el clip verde para cerrar la manga una vez finalice el procedimiento



- Anote la cantidad retirada para notificar al medico



- Rompa la bolsa por donde le indica y deposite el contenido el en toilet




- Al finalizar coloque el tapón en el catéter, para sellar


Recuerda lavado de manos antes y después del procedimiento.

Dressing Kit for Aspira Drain

+++++



- Corte la gaza de esta forma y cubra el catéter



- Colocar el catéter dentro de la gaza y cubrir con otra gaza la parte superior



- Colocar la filmina transparente encima de las gazas
- Cubra toda la gaza de la parte superior
- Observe que todo este limpio y sellado

Recuerda lavado de manos antes y después del procedimiento.